

# Autoclave 23 L

## Fiche Technique



### Caractéristiques :

- Cuve intérieure en acier inoxydable de haute qualité, couvercle scellé
- Contrôleur microprocesseur
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Fonction de séchage
- Test BD, test HELIX, test de vide
- Écran LCD avec boutons tactiles
- Imprimante standard intégrée
- Système de classe B européen
- Protection automatique contre les surchauffes, niveau d'eau bas, surpression et verrouillage de sécurité de la porte
- Trois pré rinçages en mode pré-vide
- Alarme sonore en fin de stérilisation et arrêt automatique
- Décharge automatique d'air froid et vapeur automatique d'échappement après stérilisation
- Système de génération de vapeur intégré pour une qualité de vapeur stable
- Avec fonction d'impression USB et disque U

### SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouptahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96



**Paramètres techniques :**

Modèle	DGT-23B
Volume	23L
Puissance	2kW
Tension	110V / 220V, 60Hz / 50Hz
Pression de conception	0.25MPa
Température de conception	139°C
Température de travail	134°C
Dimensions de la chambre (mm)	Ø250×450
Dimensions extérieures (mm)	560×500×460
Dimensions de l'emballage (L × l × H)	760 × 560 × 510 mm
Poids net/brut	57/51 kg

**SARL Tahraoui Médicale**

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



- +213 (0)33 53 48 05
- medical@groupetahraoui.com
- 08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie
- Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89
- Point de vente Alger: 0.70.31.92.78
- Point de vente Oran: 07.70.95.64.89
- Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96

# Autoclave 18 L

## Fiche Technique



### Caractéristiques :

- Cuve intérieure en acier inoxydable de haute qualité, couvercle scellé
- Contrôleur microprocesseur
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Fonction de séchage
- Test BD, test HELIX, test de vide
- Écran LCD avec boutons tactiles
- Imprimante standard intégrée
- Système de classe B européen
- Protection automatique contre les surchauffes, niveau d'eau bas, surpression et verrouillage de sécurité de la porte
- Trois pré rinçages en mode pré-vide
- Alarme sonore en fin de stérilisation et arrêt automatique
- Décharge automatique d'air froid et vapeur automatique d'échappement après stérilisation
- Système de génération de vapeur intégré pour une qualité de vapeur stable
- Avec fonction d'impression USB et disque U-

### SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouptahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96



### Paramètres techniques :

Modèle	DGT-18B
Volume	18L
Puissance	2kW
Tension	110V / 220V, 60Hz / 50Hz
Pression de conception	0.25MPa
Température de conception	139°C
Température de travail	134°C
Dimensions de la chambre (mm)	∅250×350
Dimensions extérieures (mm)	560×500×460
Dimensions de l'emballage (L × l × H)	720 × 560 × 510 mm
Poids net/brut	49/43 kg

### SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@groupetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96