

Lit d'hospitalisation électrique, articulé en 3 positions



Description :

Lit d'hospitalisation électrique, articulé en 3 positions, sur roues ABS avec freinage, doté d'une potence et des barres de sécurité.

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué à partir d'un acier traité et renforcé, peint en époxy anti corrosion.
- Montants (panneaux tête et pieds) en ABS, amovibles.
- Sommier perforé pour une meilleure aération et facilité d'entretien.
- Deux (02) barres de sécurités pliantes en Aluminium et en ABS.
- Quatre (04) roues 12.5 mm, multi directionnelles antistatiques permettant une mobilité harmonieuse et confortable, dont deux (02) avec freins pour une meilleure stabilité.
- Mouvement électrique

Les différentes positions du lit :

- Relève buste : de 0 ° - 80 ° (+/- 5°)

- Relève jambes : de 0° - 45 ° (+/- 5°)

- Hauteur variable : de 480 mm ~ 700 mm

- Support poids : 230 kgs

- Dimensions : Longueur : 2150 mm, Largeur : 960 mm, Hauteur : 480 - 700 mm