



Lit Médical à Une Manivelle

Fiche Technique



Caractéristiques

- Matériau : Métal - Acier inoxydable et alliage d'aluminium
- Dimensions du lit : L2000 x l900 x H500mm
- Fonction : 1 fonction
- Dossier relevable : 0-80 degrés
- Accoudoir : 5 accoudoirs pliables en alliage d'aluminium
- Tête et pied de lit : Matériau en ABS
- Roues : 4 roues silencieuses de 125 mm de diamètre
- Poids : 230 kg

SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique
D'importation de dispositifs médicaux
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouphetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96