

## Lit d'hospitalisation mécanique



### **Caractéristiques techniques :**

- Montants (Panneaux) en ABS, amovibles.
- Sommier perforé pour une meilleure aération et facilité d'entretien.
- Deux (02) barres de sécurités pliantes en ABS.
- Quatre (04) roues 12.5 mm, multi directionnelles antistatiques permettant une mobilité harmonieuse et confortable, dont deux (02) avec freins pour une meilleure stabilité.
- Manivelles discrètes.
- Potence à sérum
- Perroquet

### **Les différentes positions du lit :**

- Relève buste : de 0 ° - 80 ° (+/- 10°)
- Support poids : 230 kgs
- Dimensions : Longueur : 2030 mm, Largeur : 960 mm, Hauteur : 500 mm