




Lit Médical à Deux Manivelles

Fiche Technique



Caractéristiques

- Inclinaison du dossier : $0^{\circ} \sim 80^{\circ} (\pm 5^{\circ})$
- Inclinaison des jambes : $0^{\circ} \sim 45^{\circ} (\pm 5^{\circ})$
- Dimensions nettes : L 2000 x l 900 x H 500 mm
- Tête et pied du lit : Matériau ABS
- Garde-corps : Garde-corps pliable
- Roues : Roues à frein Vientiane
- Emballage : Cartons
- Poids : 230 kg
- Roues, Poteau à perfusion, Matelas

SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique
D'importation de dispositifs médicaux
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@groupetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96