

Lit d'hôpital à 2 positions



Description :

Lit d'hospitalisation à 2 positions, sur roues ABS avec freinage, doté des barres de sécurité.

Caractéristiques techniques :

- Montants (Panneaux) en ABS, amovibles.
- Sommier perforé pour une meilleure aération et facilité d'entretien.
- Deux (02) barres de sécurités pliantes en ABS.
- Quatre (04) roues 125 mm, multi directionnelles antistatiques permettant une mobilité harmonieuse et confortable, dont deux (02) avec freins pour une meilleure stabilité.
- Manivelles discrètes.

Les différentes positions du lit :

- Position standard
- Relève buste : de 0 ° - 80 ° (+/- 10°)
- Relève jambe : de 0 ° - 45 ° (+/- 10°)

- Support poids : 230 kgs

- Dimensions : Longueur : 2150 mm, Largeur : 960 mm