



Lit d'hôpital à trois manivelles

Fiche Technique



Configuration standard :

- 1 tête de lit en ABS
- Garde-corps en alliage d'aluminium
- Poteau de perfusion
- Table à manger d'administration
- Crochet de drainage
- Roulettes de luxe
- 8 points de matelas

SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique
D'importation de dispositifs médicaux
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouphetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96



Caractéristiques :

- Matériau : Acier avec revêtement par pulvérisation
- Capacité de poids : 250 kg
- Dimensions :
 - Longueur totale : 2060 mm
 - Largeur totale : 970 mm
- Hauteur réglable : 480 - 750 mm
- Taille de la surface du lit :
 - Longueur : 1900 mm
 - Largeur : 850 mm
- Réglage de l'arrière : $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Réglage des genoux : $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Réglage en hauteur : 480 - 750 mm

SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique
D'importation de dispositifs médicaux
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouphetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96

Lit d'hôpital Electrique à trois manivelles

Fiche Technique



Caractéristiques :

- La tête de lit/marchepied : Tête de lit d'ABS
- Gardrails : Quatre rambarde ABS
- Surface du lit : Ensemble châssis de lit de perforation de tôle en acier
- Pied de lit : Roulette avec frein indépendant
- Angle de levage arrière : 0-75°
- Poids de charge max. : 250kgs
- La longueur totale : 2090mm
- Pleine largeur : 960mm
- Hauteur de la surface du lit : 420~680mm

SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique
D'importation de dispositifs médicaux
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@grouphetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96