



# Scialytiques 2 Coupoles

## Fiche Technique



### Caractéristiques :

- Modèle : KS-7050Q C+M
- Dômes : Deux dômes (700mm, 500mm) avec caméra et écran
- Écran haute résolution : Plus de 19 pouces
- Caméra vidéo HD intégrée : Bras de caméra SONY individuel
- Excellente atténuation des ombres
- Compatibilité avec les flux laminaire
- Répartition exceptionnelle de la lumière grâce à la technologie LED
- Éclairage LED ambiant
- Durée de vie des LED : Supérieure à 50 000 heures

### SARL Tahraoui Médicale

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@groupetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96



- Mode AIM (Gestion Automatique de l'Éclairage)
- Évolution multimédia
- Intensité lumineuse : Supérieure à 160 000 lux
- Réglages d'intensité configurables
- Température de couleur : 4000 K à 5000 K
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : De 90 à 100
- Mode lumière ambiante
- Tension : 100 - 240 VAC 50/60 Hz
- Bras articulé avec mouvement vertical continu
- Commande tactile sur la poignée stérile permettant d'ajuster :
  - L'intensité lumineuse
  - L'intensité de l'éclairage endoscopique
  - La taille du champ lumineux
  - La température de couleur

**SARL Tahraoui Médicale**

Etablissement pharmaceutique  
D'importation de dispositifs médicaux  
& produits pharmaceutiques



+213 (0)33 53 48 05

medical@groupetahraoui.com

08 Avenue Hakim Saadane 07000 Biskra - Algérie

Point de vente Biskra : 07.82.50.92.89

Point de vente Alger: 0.70.31.92.78

Point de vente Oran: 07.70.95.64.89

Point de vente Ouargla: 07.70.60.18.96