

Table d'opération complète à commande par la tête



PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Table d'opération complète à commande de tête pour la salle d'opération de l'hôpital pour la chirurgie de la tête, du cou, de la poitrine et de l'abdomen, du périnée et des membres et l'obstétrique et la gynécologie, l'ophtalmologie, l'oreille, le nez et la gorge, l'orthopédie et d'autres opérations.

AVANTAGES UNIQUES DU PRODUIT :

1. L'utilisation d'une pompe à huile permet de régler la position souhaitée au niveau du plateau. Table monocouche avec pieds intégrés.
- 2, le matériau de surface et de couverture peut être sélectionné en fonction des besoins de l'utilisateur en acier au carbone pulvérisé à froid de haute qualité ou en acier inoxydable avancé.

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

- 1, largeur du lit de table $2100 (\pm 20) \times 500 (\pm 20)$ mm
- 2, hauteur de table minimale $750 (\pm 20)$ mm
- 3, course de levage de la table 220 mm
- 4, devant la plate-forme, inclinaison vers l'arrière $\geq 25^\circ$
- 5, inclinaison gauche et droite $\geq 20^\circ$
- 6, le réglage de la plaque de tête $\geq \pm 30^\circ - 90^\circ$

7, réglage du fond de panier $\geq 80^\circ - 10^\circ$

8, réglage de la plaque de jambe ≥ 120 mm;

9, réglage de la plaque de jambe $\geq 90^\circ$

10, taille du colis en bois : 1170*720*960mm GW : 120kg

FEUILLE D'ARRANGEMENT DE BASE

No	Nom de l'accessoire	Quantité	Unité
1	Table d'opération et lit corps	1	ensemble
2	Matelas	1	ensemble
3	Support d'écran d'anesthésie	1	pc
4	Supports d'épaule	1	paires
5	Bras d'étagère	1	paires
6	Supports de jambes	1	paires
7	Produit Certificat/carte de garantie	1	ensemble