

FICHE TECHNIQUE

THERMOSOUDEUSE



Description

Ce type de scelleuse est utilisé pour sceller les sachets de stérilisation et convient aux établissements médicaux, laboratoires, instituts de beauté et autres industries.

- Nouveau design, double sécurité, isolation et scellage optimisés
- Facilité d'utilisation
- Scellage parfait
- Lame tranchante
- Structure stable

Caractéristiques techniques

- Tension: 220 V CA / 50 Hz
- Puissance: 500 W
- Largeur de scellage : 250 mm max
- Largeur d'identification : 10 mm
- Poids : 6 kg

Dimensions

- Dimensions: 460 * 358 * 165 mm